

Проверьте, что проводите паровую стерилизацию по последним требованиям охраны труда: точки контроля

Специалист по охране труда столичной поликлиники подготовила точки контроля, по которым проверите, что организовали паровую стерилизацию по актуальным требованиям охраны труда. Убедитесь, что сотрудники соответствуют условиям допуска к работе, инструкция по паровой стерилизации включает последние правила, а в итогах спецоценки условий труда отражены все профриски.



Рузалия Кочеткова,
юрисконсульт
и специалист
по охране труда
ГБУЗ «Поликлиника
«Троицкая» ДЗМ»,
доцент кафедры
«Управление
персоналом» УлГТУ,
к. э. н.

Минтруд продлил действие правил охраны труда, которые должны были утратить силу в конце 2025 года. Теперь правила из приказа Министерства от 18.12.2020 № 928н действуют до 1 сентября 2031 года. Других изменений нет. Однако это хороший повод проверить, что организация паровой стерилизации в клинике соответствует актуальным требованиям.

Ответственные за контроль работы стерилизатора

Убедитесь, что стерилизацию контролируют три ответственных (памятка справа). Ответственные за производственный контроль при эксплуатации стерилизатора и ответственный за его состояние с аттестацией по промышленной безопасности необходимы, если объем стерилизационной камеры более 0,025 м³, а произведение значений давления (МПа) на вместимость (м³) превышает 0,02.

Ответственным за производственный контроль при эксплуатации стерилизатора может быть главная медсестра. При этом не может одновременно быть и ответственной за состояние и эксплуатацию стерилизатора. Занимать эту должность не может тот же сотрудник, который отвечает за производственный контроль.

Обучение сотрудников

Проверьте, что персонал, который работает со стерилизаторами, своевременно прошел обучение по четырем темам (памятка → 66). Обучение по электробезопасности сотрудники должны проходить ежегодно. Сделать это могут в сторонней организации либо на базе клиники. По окончании обучения персонал должен сдать экзамен в Ростехнадзоре либо комиссии, которую организовали внутри медучреждения. Обязанность проходить такое обучение прописана в документах на стерилизаторы.

У ответственных сотрудников должно быть вовремя пройдено дополнительное обучение. Ответственные за эксплуатацию проходят обучение в сторонней организации, делают это ежегодно. Ответственный за производственный контроль должен проходить обучение по эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Делать это обязан 1 раз в 5 лет.

Проконтролируйте, что сотрудники, которые работают со стерилизаторами, прошли инструктаж по охране тру-

Важно

Допустить к работе с паровыми стерилизаторами можно только сотрудников старше 18 лет, прошедших медосмотр, обучение и инструктаж по безопасному обслуживанию стерилизаторов

Памятка. Ответственные, которых нужно назначить для контроля за работой стерилизатора

- 1 Ответственный за эксплуатацию стерилизаторов.
- 2 Ответственный за производственный контроль за эксплуатацией стерилизатора.
- 3 Ответственный за состояние и эксплуатацию стерилизатора, прошедший аттестацию в области промышленной безопасности.

Памятка. Четыре темы

- ❶ Обучение на 2-ю группу электробезопасности.
- ❷ Обучение охране труда по программе 46Б (постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464).
- ❸ Первая помощь пострадавшим при несчастном случае на производстве.
- ❹ Использование средств индивидуальной защиты.

да на рабочем месте в этом полугодии и в предыдущих. Отметки об инструктаже должны быть в журнале у ответственного за охрану труда в подразделении.

Условия труда и выплаты за вредность

Проведите ревизию итогов специальной оценки и профессиональных рисков на рабочих местах работников, работающих с паровыми стерилизаторами. Убедитесь, что при проведении оценки зафиксировали все профессиональные риски. Какие профриски чаще всего выявляют при работе

5

1. Высокий риск заражения персонала при подготовке к стерилизации медицинских изделий, содержащих возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.
2. Травмы водяным паром под давлением и перегретыми жидкостями.
3. Высокий уровень опасности поражения электрическим током.
4. Высокий риск получения травмы от прикосновения к раскаленной поверхности стерилизатора или обрабатываемого объекта.
5. Высокий риск травмирования при работе с оборудованием.