

45 новых предметов в укладке и ужесточение требований к анализам: проверьте, что перешли на новые правила по холере

Инспектор Роспотребнадзора подготовила точки контроля, с которыми убедитесь, что внедрились новые требования к эпиднадзору и противоэпидемическим мероприятиям при выявлении случая холеры*. Надзорная служба уже оценивает соблюдение нового порядка. Сможете проверить состав упаковок для забора биоматериалов и актуальность локальных документов, проконтролировать теоретическую и практическую подготовку сотрудников.

Дополнили упаковки для забора биоматериала



Мария Батырова,
заместитель начальника
отдела эпидемиологического
надзора
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю

Проверьте, что положили в упаковки 45 новых медизделий, расширили запас восьми прежних позиций и убрали те предметы, которые больше не нужны (таблица , .). Удвоился состав обеих упаковок: и для забора биоматериала от пациентов, и для забора материала из объектов окружающей среды.

В состав обеих упаковок теперь входит полный комплект средств индивидуальной защиты. Раньше входили только перчатки, медицинские халаты и фартуки (приложения 2, 3 к указанию Главного госсанврача от 06.08.2007 № МУ 3.1.1.2232-07, далее – МУ 3.1.1.2232-07). Теперь также входят защитный костюм, сапоги, бахилы и респираторы.

ры (приложения 24, 25 к новым МУ). Конкретизировали требования к предметам, которые уже входят в состав укладки. Проверьте, что изделия в ваших укладках соответствуют новым требованиям, по чек-листу далее. Замените те, по которым выявили несоответствия.

** Методические указания Роспотребнадзора от 25.05.2025 № 4.2.4150-25 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика холеры», далее – новые МУ. Действуют с марта*

Проинструктировали по новым правилам наблюдения и забора анализов

Проверьте по журналу учета инструктажей, что сообщили постовым и процедурным медсестрам об изменениях в правилах наблюдения и забора биоматериала от контактных лиц и лиц, подозрительных на холеру.

Продление наблюдения. Обследовать лиц, которые прибыли из неблагополучных по холере стран и обратились либо поступили с клиническими признаками острых кишечных инфекций, теперь необходимо в тече-

Чек-лист. Убедитесь, что изделия из укладки соответствуют требованиям

Укладка для забора биоматериала от пациентов:

- у контейнеров для сбора и транспортировки анализов завинчивающиеся крышки
- пробирки для мазков одноразовые полимерные и с завинчивающимися крышками
- рН пептонной воды находится в диапазоне от 7,6 до 7,8

Укладка для забора биоматериала из окружающей среды:

- пинцет одноразовый размером 150 мм
- тампоны для отбора смывов хлопковые, стерильные размером 150 × 12 мм
- полиэтиленовые пакеты оснащены застежкой-молнией, их размер 210 × 150 мм
- емкости 0,5 и 1 л сделаны из стекла, имеют завинчивающуюся крышку и устойчивы к автоклавированию

Таблица. Изменения в требованиях к составу упаковок для забора материала на холеру

Какие новые изделия добавить		Что добавить по прежним позициям	Что убрать
<i>Укладка для забора биоматериала от лица, подозрительного на холеру</i>			
Тампоны-свабы без транспортных сред	5 шт.	25 полиэтиленовых пакетов	Емкость эмалированная
Зонд-тампон пластик/вискоза стерильный	5 шт.	8 полимерных пробирок с за-винчивающимися крышками	Хлорамин
Тупфер для взятия мазков на исследование биоматериала в пробирке (пластик, вискоза), ломающийся зонд, стерильный	5 шт.	2 пары медицин-ских латексных перчаток	Сухая хлор-ная известь
Полимерные петли – пробоотборники сте-рильные	2 шт.	7 бланков для направления на исследования	Штатив на шесть гнезд
Петля (зонд) ректальная полимерная (поли-пропиленовая) прямая стерильная	10 шт.	1 упаковка лейко-пластырей	Карандаш по стеклу
Физиологический раствор во флаконе (50 мл)	1 шт.		
Пинцет (150 мм) одноразового применения стерильный	5 шт.		
Комбинезон защитный ограниченного срока пользования из воздухонепроницаемого материала (халат хирургический (противо-чумный))	2 шт.		
Респиратор (полумаска фильтрующая) FFP3	2 шт.		
Фартук и нарукавники клеенчатые	2 пары		
Бахилы медицинские непромокаемые	10 пар		
Бумага листовая для письма формата А4	10 л		
Маркер перманентный	1 шт.		
Нитки	1 шт.		
Спички	1 шт.		
Параформ (пластилин)	1 шт.		
Спиртовка	1 шт.		
Ножницы	1 шт.		
Пинцеты анатомический и хирургический	2 шт.		
Ковр для упаковки предметов	2 шт.		
Абсорбирующий материал	В достаточном количестве		
Амортизирующий материал			
<i>Укладка для забора биоматериала из объектов окружающей среды</i>			
Пакет «Вихрь» объемом 500 мл, стерильный	10 шт.	1 батометр	Карандаши по стеклу